

LE STAT MEDIA

La confiance d'aujourd'hui

Volume 1, Numéro 1

L'équipe de StatMed est fière de vous présenter le StatMédia. Innovateur et pratique, le StatMédia s'adresse principalement aux intervenants du domaine médical.

Qu'il s'agisse de nouveaux produits, de promotions, de renseignements particuliers, le StatMédia soulèvera votre intérêt. StatMed met un effort particulier à informer ses clients et espère que le StatMédia deviendra synonyme de confiance pour ces derniers. Sachant que le monde médical est en perpétuelle évolution et que la technologie ne cesse de se perfectionner, StatMed veut rester à la fine pointe de cette croissance en offrant une information de qualité. Que vous soyez d'un service ambulancier, professionnel de la santé, service de premiers répondants, service d'incendie, une société manufacturière, le bulletin trimestriel StatMédia deviendra, nous l'espérons, une source inestimable d'informations pertinentes à votre milieu. Recevez gratuitement votre StatMédia ou notre promotion du mois en vous abonnant à notre liste d'envoi sur notre site www.statmed.ca et, bonne lecture!

ÉQUIPEMENT
MÉDICAL

FOURNITURES
MÉDICALES

SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

MATÉRIEL DE
FORMATION

MONITEURS ET
DÉFIBRILLATEURS



NOUVEAU! de **FERNO**

Le modèle 677 Medkids est conçu expressément pour les enfants et s'ajuste à toute planche dorsale pour adulte tout en permettant un positionnement cervical sécuritaire (PPD : pneumatic positioning device). Son système pratique de gonflement et d'attaches en 3 points assurent un ajustement précis convenant aux multiples positionnements requis. Fait d'un matériel solide et durable (le Dupont Cordura), le modèle 677 permet la prise de radiographies.

Spécifications :

- S'ajuste à toute planche dorsale adulte standard
- Transport et rangement facile: se roule en un petit sac pratique
- Immobilisateur de tête fonctionnel: permet une pleine vision des oreilles
- Conçu pour les enfants de 5kg à 27 kg
- Longueur: 101cm Largueur: 50cm Hauteur: 3 cm Poids: 2kg
- Dimension au rangement : 50cm x 20cm x 22cm
- Convient aux enfants de 5-27kg (2 mois à 8 ans)



NOUVEAU! de **FERNO**

Le modèle 676 Medkids est conçu expressément pour les nouveaux-nés et permet un positionnement cervical sécuritaire (PPD: pneumatic positioning device). Son système pratique de gonflement et d'attaches en 3 points assurent un ajustement précis convenant aux multiples positionnements requis. Fait d'un matériel solide et durable (le Dupont Cordura), le modèle 676 permet la prise de radiographies.

Spécifications:

- S'adapte à la plupart des civières et incubateurs pour un transport sécuritaire
- Immobilisateur de tête spécial pour remplacer le collet cervical
- Conception unique permettant l'accès facile de l'équipement évasif et non-évasif pour le soin du nouveau-né
- Conçu pour les prématurés et les nouveaux-nés de 1kg à 7kg
- Longueur: 58cm Largueur: 28cm Hauteur: 3cm Poids: 3kg
- Dimension au rangement: 58cm x 11cm x 13 cm



THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE AURICULAIRE INSTA-THERM™

Le design compact et la vitesse d'exécution de l'Insta-Therm™ facilitent la prise de température des jeunes enfants. Aucun protège sonde n'est requis parce que la lentille se nettoie facilement avec un linge humide. Vous épargnez temps et argent!

Caractéristiques :

- Relevé en un dixième (0,1) de seconde
- 512 balayages par seconde
- Précision éprouvée en clinique
- Mémoire de la dernière lecture
- Alerte de fièvre pré-programmée
- Aucun protège sonde requis
- Se lave facilement avec un linge humide
- Arrêt automatique / épargne la pile
- Inclus un étui de transport
- Garantie d'un an

COLLIER CERVICAL STIFNECK® PEDI-SELECT™

La famille de colliers Stifneck est maintenant complète avec l'ajout du nouveau Pedi-Select! Trois tailles dans un collier ajustable pour faire aux plus petits patients. Il utilise les mêmes méthodes d'utilisation et de prise de taille que ses célèbres parents.

Caractéristiques :

- Immobilisation supérieure pour satisfaire aux plus petits patients en utilisant les mêmes méthodes d'utilisation et de prise de taille que le Stifneck Select adulte;
- Mentonnière pré-moulée assure plus de stabilité;
- Une large ouverture trachéale permet un accès facile au pouls carotidien, l'application de méthodes de dégagement des voies respiratoires et une visualisation d'ensemble.



La compagnie Streamlight est fière de présenter sa gamme de lampes de poches ProPolymer. Alkalines, avec ampoule au xénon ou au plomb et disponibles en plusieurs formats ou couleurs (jaune ou noir), cette gamme a été approuvée (Classe 1, Division 1) pour affronter les endroits les plus indésirables. Procurant un éclairage idéal, extrêmement robustes, résistantes aux chocs, à la rouille et à l'eau, tous les modèles sont non-conducteurs et de maniement facile. La gamme ProPolymer: des qualités légendaires qui sauront répondre à vos besoins.



Démonstration virtuelle complète
pour une bonne utilisation d'immobilisation



Laerdal
helping save lives


NOUVEAU!

SOLUTION GLOBALE POUR IMMOBILISATION : PRÉSENTATION INTERACTIVE

**Nous vous invitons à visiter le site de Laerdal au www.laerdal.fr,
afin de tester vos connaissances en matière d'immobilisation globale.**

À VOUS DE JUGER!

Que votre personnel ait à intervenir dans des situations critiques avec risques de contamination ou, dans son travail quotidien, Kimberly-Clark offre la solution avec son gant Safeskin. Un gant sans poudre qui diminue les risques d'allergies et qui procure une prise excellente dans des conditions humides ou non. Un bon gant vous assure protection et efficacité.



Quoi de mieux qu'un échantillon gratuit afin de vérifier vous-même la qualité des gants Kimberly-Clark? Rien de plus facile! Inscrivez-vous au bulletin StatMédia sur le site de StatMed au www.statmed.ca et, nous vous ferons parvenir votre échantillon gratuitement.

**STAT
+
MED**

1351-O rue Ampère, Boucherville, Québec J4B 5Z5
Tél.: (450) 655-4175
Télec.: (450) 655-7627
Sans Frais: 1-877-828-6335
info@statmed.ca

Pour recevoir notre bulletin StatMédia, inscrivez-vous gratuitement sur notre site www.statmed.ca (StatMédia).

De plus, soyez les premiers à être informés de nos promotions mensuelles en vous inscrivant à notre liste d'envoi à www.statmed.ca (promotion du mois).

Pour de plus amples informations, commentaires ou réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel à info@statmed.ca ou au 1 877 828 6335.