

LE STAT MEDIA

La confiance d'aujourd'hui

Volume 1, Numéro 2

Lancement de StatMed Oxygène

StatMed est un distributeur pour lequel la satisfaction du client est à la base de sa mission. C'est avec fierté que StatMed annonce la mise sur pied de sa division StatMed Oxygène. Notre mission est de vous assurer un service optimal à un faible coût.

Tentez l'expérience avec StatMed et contactez-nous au 1 877 828-6335 ou encore visitez notre site Internet au www.statmed.ca



NOUVEAU! de  **FERNO**

BABYPOD II

en exclusivité

Le **Babypod II** est fabriqué à partir de **fibres de carbone** sans aucun composant métallique, ce qui permet de pratiquer un MRI, un scanner CT ou des rayons X au bébé tout en le maintenant dans le Babypod II.

Le Babypod fournit la sécurité et la chaleur dont un nouveau-né a besoin, pour une fraction du prix d'un incubateur de transport standard.

Conçu pour les bébés de moins de 9 kilogrammes, le **Babypod II** offre de nombreuses caractéristiques communes aux incubateurs de transport standard sans en avoir la complexité. **La chaleur est fournie par le matelas cliniquement testé TransWarmer WarmGel.** Ce matelas original à gel exothermique **fournit une température constante de 38 °C jusqu'à deux heures durant.**



ÉQUIPEMENT
MÉDICAL

FOURNITURES
MÉDICALES

SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU
TRAVAIL

MATÉRIEL DE
FORMATION

MONITEURS ET
DÉFIBRILLATEURS



CPR
P R O M P T.

Le choix des instructeurs

Les mannequins CPR Prompt offrent la possibilité aux instructeurs d'adopter la philosophie du « un étudiant, un mannequin ». En effet, son prix modique le rend accessible afin que chacun des étudiants puisse pratiquer la manœuvre de réanimation de Heimlich.

Les mannequins de réanimation sont disponibles en deux couleurs (bleu et beige).

TMAN1	Mannequin adulte.
TMAN2	Mannequin bébé.
TPAK700	Ensemble de 5 mannequins adultes et de deux bébés.
TPAK100	Ensemble de 5 mannequins adultes.
TPAK50	5 mannequins bébés.

Caractéristiques :

- Relevé en un dixième (0,1) de seconde.
- Permet l'inclinaison de la tête permettant ainsi le dégagement des voies respiratoires.
- Le gonflement du torse est visible.
- Bruit audible permettant de distinguer si on opère la pression correctement.
- Les mannequins sont disponibles en deux grandeurs : adulte et bébé.
- Le mannequin TMAN1 permet également de modifier la capacité de la cage thoracique d'adulte à enfant.



L'attelle gonflable Pneu Splint™

Maintenant vous pouvez
facilement stabiliser



Laerdal

helping save lives

Caractéristiques :

- La **conception réglable brevetée** permet un ajustement stable et de la fixer autour de n'importe quelle extrémité droite ou angulaire.
- **Facile à gonfler** avec une pompe simple à installer.
- **Trois tailles** disponibles s'adaptent et s'ajustent sur n'importe quelle taille.
- **Facile d'utilisation.**
- À **usage unique**, évitant ainsi le risque de contamination croisée.
- **Matériel clair et translucide** permettant ainsi un diagnostic plus rapide.
- **Peut tenir un paquet de glace** en place pour réduire au minimum le gonflement tout en soutenant un membre pendant le triage ou le transport.

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ QUÉBÉCOIS!

L'UNISCOPE DE WelchAllyn® une autre exclusivité StatMed

L'auscultation (en évitant l'infection croisée)
à un prix abordable lorsque la sécurité est primordiale

La protection contre la diffusion de virus tel que le S.R.A.S est une constante préoccupation pour vous? Alors l'uniscope est un outil précieux pour éliminer la propagation de virus d'un patient à l'autre. En effet, l'uniscope de Welch Allyn vous permet de vous offrir la qualité d'un stéthoscope conventionnel à une fraction du prix. Avec l'uniscope vous pourrez saisir les signes vitaux tout en éliminant le risque de contamination croisée.



Tel que vu dans la promotion de juin

LE STÉTHOSCOPE DE WelchAllyn®

Avec une acoustique supérieure, il permet une auscultation précise pour les poumons, le cœur et la pression sanguine. Il rencontre donc tous les critères de détection du son de Korotkoff jusqu'à l'infime et subtile bruit d'un battement.

Caractéristiques :

- Efficace pour divers diagnostics.
- Conçu en métal offrant ainsi une intensification des sons.
- Confort accru, épouse le contour des oreilles.
- Binaurales ajustables.
- Léger, flexible, pouvant s'insérer dans la pochette ou simplement le transporter autour du cou.



POWERHEART® DEA GB



LE DÉFIBRILLATEUR INTELLIGENT

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque minute qui passe diminue de 10 % les chances de survie du patient. Le défibrillateur externe automatisé s'avère un outil précieux pour augmenter les chances de survie. En effet, une large partie des arrêts cardiaques se déroule dans une proportion considérable dans des lieux publics.

Le nouveau DEA Powerheart est simplement plus intelligent. En effet, il est le seul défibrillateur qui offre une assistance continue durant et après l'arrêt cardiaque, protégeant ainsi la victime contre le risque d'arythmie suivant une ressuscitation.



Spécifications :

Défibrillateur

Onde :	Exponentielle tronquée biphasique
Énergie :	Biphasique : niveaux d'énergie variables entre 105 et 360J
Cycle des chocs :	Moins de 55 secondes pour une série de trois chocs
Commandes vocales :	Instructions orales détaillées guidant l'utilisateur lors de sauvetage
Écran texte :	Écran texte avec instructions guidant l'utilisateur lors d'un sauvetage
Indicateurs :	Indicateur de statut RescueReady, électrodes, batterie et service
Choc synchronisé :	Contrôle de synchronisation automatique incorporé
Détection défibrillateur interne :	Oui

Électrodes

Fournies :	Autovérifiées et préconnectées au défibrillateur
Durée de vie :	2 ans
Surface de contact :	228 cm surface combinée

Batterie

Type :	IntelliSense au lithium longue durée
Durée de vie :	5 ans
Garantie complète :	3 ans avec remplacement
Nombre de chocs :	290

Autovérification automatisée

Quotidienne :	Électrodes, batterie, circuit électrique
Mensuelle :	Onde libérée avec charge totale et décharge
Indicateur d'état :	L'indicateur d'état et alarme sonore signalent à l'utilisateur la défaillance de l'autovérification et que le système n'est pas RescueReady

Données physiques

Hauteur :	8 cm
Largeur :	27 cm
Profondeur :	31 cm
Poids :	3,1 kg

Qu'est-ce que la charge utile?

Au Québec comme à peu près partout ailleurs la charge utile **MINIMALE** doit être de 771 kg pour les ambulances de type II et de 794 kg pour les ambulances de type I et III avec un essieu arrière à roues jumelées. La somme de tout le matériel nécessaire aux opérations quotidiennes de l'ambulance (les fournitures médicales fixes ou amovibles, les équipements de communication, les occupants, techniciens ambulanciers, patients accompagnateurs...) **NE DOIT PAS** dépasser la valeur de la **charge utile** résiduelle de votre véhicule. Aussi, vous devez vous assurer que tout ce que vous transportez dans votre ambulance soit solidement arrimé en tout temps pour ne pas blesser les occupants lorsque le véhicule est en mouvement.

Les conséquences les plus fréquemment observés d'un véhicule surchargé au-delà du PBBV sont : le renversement du véhicule causé par l'instabilité latérale en ligne droite ou virage, la fatigue des matériaux, le cognement et bris des organes de suspensions, l'usure prématurée des freins.

Si vous observez un ou plusieurs des facteurs énumérés ci-dessus avec votre ambulance, consultez-nous le plus tôt possible pour connaître la solution que nous avons à vous offrir car des vies en dépendent.

Denis Doré,
Directeur général
Novacentre Technologie Ltée
1 800 665-3902

Chez StatMed les spéciaux durent tout le mois !

STAT MED PROMO

Profitez de **25%** d'escompte sur le spécial du mois comprenant un **SCOOP EXL de FERNO**, 3 attaches ainsi que 10 boîtes de gants **MICROFLEX** de votre choix:

- Microflex™ Ultra One plus
- Microflex™ Supreme
- Microflex™ Supreme Nitrile
- Brandeurs disponibles: S/M/L/XL

Canule nasale AirLife™ coussinée par dessus l'oreille

- Embout courbé
- Tube anti pliage de 2.1m (7')

Seulement **69¢**

100 St-Jacques, Boucherville, Québec J4B 5Z5 • Tél: 1-877-828-6335 • Fax: 450-655-4175 • www.statmed.ca

STAT MED PROMO

Masque oxygène à haute concentration trois dans un avec un tube antipliage de 2,13m (7 pieds)

Seulement **1,95\$**

Gant nitrile mauve de Kimberly-Clark modèle 55080-55084

Seulement **10,99\$** la boîte de 100

Le Speedblock de Laerdal comprenant un jeu de blocs, un support universel et un jeu de coussinets

Pour seulement **49,99\$**

100 St-Jacques, Boucherville, Québec J4B 5Z5 • Tél: 1-877-828-6335 • Fax: 450-655-4175 • www.statmed.ca

STAT MED PROMO

MAI

Une illustration illustrative comment pour les autres avant d'acheter une pour les autres. Très grande sélection

Pour seulement **16¢** chacune

Le modèle 871 Modulo est conçu spécialement pour les adultes et d'adulte à toute hauteur dorsale. Son système propose de gonflage et d'abaissement en 3 points assurant un ajustement parfait.

Seulement **314,95\$** le système ou plus un module pour médicaments gratuitement...

Module pour médicaments

Permet de contrôler les médicaments

Des médicaments peuvent s'insérer dans tous les sacs

Pour seulement **75¢**

Lampe Stenlight

7 ampoules LED disponibles de façon individuelle pour chacune une de 100 000 heures et jusqu'à 100 heures d'utilisation continue.

Pour seulement **10¢** de module

Compresseur

Infuseur instantané

Cold Pack

Pour seulement **59¢**

100 St-Jacques, Boucherville, Québec J4B 5Z5 • Tél: 1-877-828-6335 • Fax: 450-655-4175 • www.statmed.ca

STAT MED PROMO

JUIN

Lancement du stéthoscope modèle 5079-120 de Welch Allyn.

Stéthoscope professionnel pouvant convenir tout un hôpital ou aux Services Préhospitaliers. Léger avec tubulure PVC.

Bienfaits optimaux pour épouser correctement le contour de vos oreilles.

Pour seulement **79,99\$** disponible en plusieurs couleurs.

Gant en Latex Kimberly Clark (10 à 100)

Le choix number 7 des services hospitaliers

Le gant de latex le plus solide en Amérique

Pour seulement **7,75¢** la boîte de 100

Scans de sécurité

Permet de scanner dans les ambulances afin d'éviter les infections nosocomiales. Se fixe par simple torsion.

Pour seulement **14¢** unité en boîte de 100

Réduisez vos coûts sans en réduire la performance avec le Médiflex 1200P

Les électrodes Médiflex 1200P avec connecteur d'origine assurent la stabilité à la place des électrodes Physio-Control™, Dash-Cable™

Pour seulement **23,95¢** la paire

100 St-Jacques, Boucherville, Québec J4B 5Z5 • Tél: 1-877-828-6335 • Fax: 450-655-4175 • www.statmed.ca

Depuis mars, vous avez sans doute reçu par la poste ou par télécopieur des promotions visant à vous faire économiser sur une kyrielle de produits.



1351-O, rue Ampère, Boucherville (Québec) J4B 5Z5
Tél.: (450) 655-4175
Télé.: (450) 655-7627
Sans frais: 1 877 828-6335
info@statmed.ca

Pour recevoir notre bulletin StatMédia, inscrivez-vous gratuitement sur notre site www.statmed.ca (StatMédia).

De plus, soyez les premiers à être informés de nos promotions mensuelles en vous inscrivant à notre liste d'envoi à www.statmed.ca (promotion du mois).

Pour de plus amples informations, commentaires ou réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel à info@statmed.ca ou au 1 877 828-6335.